

赤外線治療器

# Omnilux [オムニラックス]

穏やかな光のLED(発光ダイオード)を採用。  
臨床効果に高い実績を持ち、治療の幅を  
広げます。



# Omnilux

[オムニラックス]

LED(発光ダイオード)の穏やかな光により、痛みやダメージを与えずに肌の内側へアプローチします。




## 仕様

光源	発光ダイオード (LED)
発振波長	Revive : 633 nm / Plus : 830 nm
最大出力	Revive : 最大 50 W / Plus : 最大 30 W
外形寸法	212 (W) × 548 (D) × 373 (H) mm (本体)
重量	12 kg
定格電源	100 VAC, 50/60 Hz
医療機器製造販売認証番号	224AFBZX00088000
クラス分類	クラスⅡ 管理医療機器・特定保守管理医療機器
製造元	Global Med Technologies Co.
製造販売元	株式会社ジェイメック
販売名	オムニラックス

## Omniluxの特長

### 目的に合わせて選べる 2波長のアプリケーション

633nmと830nmの波長の異なる2つのアプリケーションにより、幅広い適応に対応できます。



### 全身どこでも施術可能

施術部位に合わせてアプリケーションの角度や位置を簡単にセットすることができます。臥位・座位・立位のいずれでも施術可能です。

### 広がる治療メニュー

手軽に始められるため、開業や治療メニューを増やしたいとお考えのご施設に最適です。レーザー・光・フィラー治療など、他の治療と併用することもできます。

### 肌にやさしい 負担のない治療

痛みのない肌にやさしい治療のため、患者様の負担が少なく、受け入れられやすい治療です。

### 手間のかからない 簡単操作

施術中は操作不要なので、術者の手を煩わせません。また、どなたでも簡単に操作・設定ができます。

### ロングライフ設計で 経済的

消耗品が少なく、LEDランプは長寿命で消費電力を抑えるため、低ランニングコストを実現します。

### 設置場所を選ばない デザイン設計

小型・軽量のため移動が簡単で、限られた診療スペースでも場所を取りません。また、設置に特別な工事も必要ありません。

## 標準セット内容

本体	1台
アプリケーション (Revive)	1個
アプリケーション (Plus)	1個
電源コード	1本
保護メガネ	2個
セフティアイガード	1個
ペイシエントアイプロテクタ	2枚



商品の仕様、外観および価格は改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

**JMEC** 株式会社ジェイメック  
FOR THE PATIENTS' SMILE

東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル  
TEL.03-5688-1803 FAX.03-5688-1805  
札幌営業所 TEL.011-748-4311 FAX.011-748-4312  
名古屋営業所 TEL.052-979-5661 FAX.052-979-5662  
大阪営業所 TEL.06-6388-1866 FAX.06-6388-1151  
九州営業所 TEL.0957-35-8300 FAX.0957-35-8301  
九州製造所 TEL.0957-35-8300 FAX.0957-35-8301

<https://www.jmcc.co.jp>