


治療時の飛沫感染を防ぐ、使い捨てマスク「ペタットマスク」

PETATTO Mask produced by JM EC

フェイシャル治療時のための
患者様用マスクです。




<装着イメージ>


- 顔を覆う面積が少なく、フェイシャル治療しやすいデザイン
- Large・Smallの2サイズをご用意
- 粘着テープで肌に付け、ずれにくい仕様
- マスク上部の密着により、呼気が上に上がりにくい
- 難燃性不織布使用
- 人用の素材の粘着剤を採用
- 日本製

品名	ペタットマスク(PETATTO Mask)
対象	かぜ、花粉、ほこり等
素材	本体・フィルター部 表:ポリエステル不織布 裏:ポリエチレンテレフタレート不織布 テープ部:アクリル酸エステル共重合体(肌用)
枚数	50枚
サイズ	Small size:約 80mm×55mm Large size:約100mm×55mm
原産国	日本
包装材	外箱:紙 個包装:ポリプロピレン
販売元	株式会社ジェイメック

<使用方法>



① ペタットマスクの上下の向きを確認します。



② マスクを広げ、内側のテープをはがします。



③ 鼻と口が覆われる位置にマスクを貼り付けます。